


3D胶态 沉积工艺

釉锆™：第二代瑞典瓷

Self-Glazed Zirconia: 2rd Generation Swedish Ceramics

源自瑞典 超越经典

Original From Sweden, Go Beyond Classic



纳米梯度 强韧一体
Nanoscale biomimetic structure

49%透光率
49% Transmittance

无需饰瓷
No decoration


0.4mm超薄微创修复
0.4mm Ultra-thin minimally invasive

1120MPa强度
1120MPa Strength

相对切削工艺的精度提升了150%
The accuracy has been improved by 150%

釉锆™

全球独一无二的齿科产品。其独特的3D胶态沉积加法工艺，将高纯的氧化锆胶体逐层沉积在个性化的牙模代型上，首次实现了氧化锆粉体直接到个性化修复体的完全数字化制造。釉锆材料及加工工艺的创新技术赋予了釉锆表面软质化、光润化的特点，牙冠成品无需饰瓷，即可达到临床所需的美学效果，大大减少修复体厚度，让全瓷无创修复成为可能！



CFDA
China Food and Drug Administration



杭州而然科技有限公司

电话: +86-0571-88036310 www.errantech.com

中国: 浙江省杭州市六和路368号滨江海创园

瑞典: Ceravik AB, Hollanderogatan 27, 113 59 Stockholm

微信公众号



官方网站

